



# La pharmacie d'agnelage

Du petit matériel et divers médicaments composent la pharmacie d'agnelage qui doit être prête avant le début des agnelages.

## Du petit matériel :

- Des pessaires et du galon de Bühner pour contenir un prolapsus vaginal
- Des gants à usage unique pour un agnelage difficile afin de prévenir la transmission d'une maladie infectieuse
- Une réserve de colostrum de brebis, de vaches ou de chèvres stocké au congélateur pour compléter les agneaux qui en ont besoin
- Des seringues et des aiguilles jetables (jaunes, bleues et roses)
- Un thermomètre pour décider du traitement d'un animal malade
- Un pélican pour sonder un agneau
- Une lampe chauffante en état de marche pour réchauffer un agneau refroidi ou le coin des « biberons »
- Des élastiques (s'il s'agit de la méthode d'équeutage)
- Un moyen de contention pour réaliser une adoption (corde...)
- Une cordelette pour aider à faire naître un agneau
- Un peson pour peser les agneaux à la naissance



Un espace pour ranger le matériel nécessaire



Le thermomètre, un outil indispensable. La température normale est de 39 °C chez l'agneau s'il n'a pas couru et si la température ambiante est raisonnable.

Chez l'adulte la température normale est de 38,5 °C. Si elle dépasse 40 °C, il y a infection. Si elle est inférieure à 36 °C, l'animal est en hypothermie.

← Ce type de peson est adapté pour peser des agneaux à la naissance. Compter environ 50 € pour ce modèle. Un bel agneau double issu de races de grands et moyens formats pèse 4 kg.



## Des produits

- Du gel obstétrical pour faciliter un agnelage difficile
- Des oblets gynécologiques pour limiter les infections suite aux agnelages difficiles
- Un analeptique cardiorespiratoire pour réanimer un nouveau-né
- Un soluté glucosé à 5 % pour nourrir et réveiller un nouveau-né refroidi
- Des antibiotiques à base de pénicilline et d'oxytétracycline pour combattre les infections microbiennes
- Un soluté calcique et une préparation à base de mono propylène glycol en cas de toxémie de gestation ou d'hypocalcémie chez une brebis
- Un produit désinfectant et asséchant pour les cordons ombilicaux afin d'éviter les infections
- Un produit désinfectant pour la pose des boucles d'identification pour éviter les infections
- Une solution pour les complications après la mise bas de type non-délivrance
- Un anti-hémorragique si besoin



© Photos : CIRPO


Un soluté glucosé à 5 % pour réveiller un nouveau-né refroidi

Pour en savoir plus, consulter votre vétérinaire.  
Fiche réalisée en collaboration avec Pierre Autef, vétérinaire praticien (87).

Pour en savoir plus  
[www.idele.fr](http://www.idele.fr) et [www.inn-ovin.fr](http://www.inn-ovin.fr)



Deux vidéos : « Une pharmacie d'agnelage bien garnie » épisodes 1 et 2.



Un produit désinfectant pour la pose des boucles d'identification pour éviter les infections

### POUR EN SAVOIR PLUS :

- Laurence Sagot et Denis Gautier : CIRPO / Institut de l'Élevage  
Tél. : 05 55 00 40 37 ou [laurence.sagot@idele.fr](mailto:laurence.sagot@idele.fr)
- Sites internet :  
[www.inn-ovin.fr](http://www.inn-ovin.fr) / [www.idele.fr](http://www.idele.fr)

10/2016. Document réalisé avec le soutien financier de :

